

# Medidas de casa para elegir una grúa de traslado

Anota los espacios de uso y acceso; compáralos con la ficha del modelo y la valoración profesional. Una medida aislada no confirma que el equipo sirva.

Fecha  Modelo considerado

## 1 REVISAR LOS ESPACIOS

### USO INICIAL

Cama / asiento



### ACCESO

Puerta / pasillo



### USO FINAL

Sillón / baño

Trasladar a la persona entre espacios requiere autorización del fabricante.

## 2 MIDE Y CONTRASTA

Anota centímetros salvo donde se indique otra cosa.

| QUÉ COMPROBAR                                                     | EN CASA              | EN FICHA O PRUEBA    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Puerta más estrecha</b><br>Ancho libre de paso                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Pasillo / punto estrecho</b><br>Ancho libre mínimo             | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Giro junto a origen y destino</b><br>Largo × ancho disponibles | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Hueco bajo cama o sillón</b><br>Altura libre para la base      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Cama y asiento de destino</b><br>Alturas de ambas superficies  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Umbral, alfombra o desnivel</b><br>Describe el obstáculo       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## 3 CONFIRMA ANTES DE DECIDIR

- ☐ La tarea y las necesidades de la persona se han valorado con un profesional o proveedor.
- ☐ Grúa, barra y arnés: tipo, talla y enganches compatibles según fabricante.
- ☐ Capacidad de carga, cuidadores necesarios y formación de uso confirmados.
- ☐ El recorrido y la maniobra final se han comprobado en el espacio real.

### Dudas para el proveedor o profesional

Guía de seguridad: FDA Patient Lifts Safety Guide · HSE Moving and handling equipment.

Fuentes consultadas: 24/09/2026. Esta hoja sirve para preparar la comprobación del equipo.